

Evario



Clinic | Care | Homecare | Assist



Le
lit hospitalier
pour tous les services





Table des matières



06 Système modulaire



08 Aperçu des
caractéristiques
du produit



10 Systèmes de protection



12 Simplicité d'utilisation



14 Panneau de
commande intégré



16 Systèmes numériques
d'assistance



18 Une hygiène fiable



20 Ergonomie pour
les soignants



22 Confort et sécurité
pour les patients



24 Avantages
économiques
pour l'exploitant



26 Stiegmeyer –
des chiffres et des faits



27 Caractéristiques
techniques et options



Evario – le système modulaire pour de nombreuses exigences

Les lits hospitaliers doivent répondre à des exigences très diverses. Leurs tâches sont si variées dans les différents secteurs de l'hôpital que l'utilisation de nombreux modèles spécifiques semble dans un premier temps nécessaire. Mais ce serait bien plus simple, plus convivial et plus économique si un modèle de lit pouvait répondre à **toutes les exigences** à la fois. L'Evario de Stiegemeyer suit exactement cette approche.

Grâce à son système modulaire intelligent, l'Evario convient à tous les services. Les différents accessoires, tels que les options de commande, les systèmes de protection, les roulettes et les panneaux, forment ensemble un **lit hospitalier flexible** à la fois fonctionnel et esthétique, qui répond aux exigences de chacun et offre un très bon rapport qualité/prix.



L'Evario convient aux soins médicaux quotidiens, aux **soins intensifs** et soutient le **processus de guérison rapide**. Son haut niveau de confort et son design stylé en font également un lit idéal pour les chambres premium. Il est possible d'associer les différents décors et formes de multiples façons, ce qui permet d'atteindre une variété esthétique allant de **l'élégance cosy** à un **style fonctionnel** et moderne.

L'Evario soulage durablement le personnel soignant grâce à sa maniabilité sans effort. De plus, son design plat et son aptitude au nettoyage mécanique disponible en option lui confèrent **d'excellentes caractéristiques en termes d'hygiène**. Celles-ci aident les hôpitaux à lutter contre les agents pathogènes.

Télécommande LCD

La télécommande LCD s'utilise de manière intuitive avec uniquement 3 touches. Elle comporte des niveaux de commande pour les patients, les soignants et le personnel technique.

Panneau de commande intégré

Le panneau de commande intégré des deux côtés au système de protection Protega propose des options idéales sur les faces intérieure et extérieure du lit pour tous les utilisateurs ainsi que des positions de lit pratiques prédéterminées.

Bonne tenue

Les mains courantes des barrières aident au maintien du patient. Les mains courantes des panneaux de tête et de pied facilitent le déplacement du lit.

Relève-buste à translation

Le relève-buste à translation évite au patient les phénomènes de compression pendant les réglages et contribue à la prévention des escarres.

Sommiers hygiéniques

Les différents choix de sommiers offrent un confort maximal et permettent un nettoyage et une désinfection en toute facilité – compatible avec les systèmes de lavage automatiques.

Panneaux esthétiques et pratiques

Les deux panneaux au choix Intercontinental et Stelo se nettoient en toute facilité. Il est possible, sur demande, de livrer le lit avec une tête de lit fixe, celle-ci ne se déplaçant pas pendant le réglage de la hauteur.

Protection anti-collision

Les cônes déflecteurs de chocs et une sélection de galets déflecteurs efficaces protègent le lit ainsi que l'aménagement de la chambre contre tout dommage.

Système de protection Protega

Le côté tête du système de protection discontinu suit le mouvement du sommier et offre une protection maximale avec une hauteur d'env. 41 cm.

Grande plage de réglage de la hauteur

La plage de réglage de la hauteur de 32 cm (position basse) à 91 cm protège les patients contre les blessures par chute et permet au personnel soignant de travailler à hauteur des hanches afin de préserver leur dos.

5ème roulette

La 5ème roulette facilite les manœuvres précises dans les pièces exiguës et les couloirs et évite de devoir choisir l'emplacement de la roue directionnelle.





La nouvelle
barrière Protega
pour davantage
de sécurité

Une sécurité individuelle grâce aux systèmes de protection

La priorité absolue vise à prévenir les chutes des patients. Mais il est à la fois essentiel de stimuler leur **mobilité** et de réduire les mesures de privation de la liberté. Les systèmes de protection de l'Evario représentent le choix idéal pour répondre à ces exigences. Avec leur grande **hauteur de protection allant jusqu'à 41 cm**, ils permettent l'utilisation de matelas tout confort et anti-escarres ainsi que de systèmes à pression variable.

Le **système de protection ¾** couvre une grande partie du sommier et offre ainsi une sécurité maximale (image 1). Il est également peu encombrant, s'inté-

grant en toute discrétion et offrant au patient une vue dégagée. Les soignants peuvent commander ce système de protection de façon rapide et intuitive **à l'aide d'une seule main** - ce qui est un vrai soulagement dans les situations d'urgence (image 2). Les mouvements du système de protection n'entraînent quasiment aucun bruit, si bien que le patient n'est pas dérangé.

Un galet déflecteur est apposé sur la fixation côté pied du système de protection ¾, celui-ci protégeant le lit et l'aménagement de la pièce contre toute collision latérale (image 3).

Avec le nouveau **système de protection Protega**, **Stiegmeyer** propose une alternative répondant en toute flexibilité aux besoins du patient. Le **système de protection discontinu en forme d'aile est composé de plastique ultra-résistant** et se laisse, au choix, relever côté tête ou sur toute la longueur du sommier (image 4). Il offre ainsi au patient une aide à l'orientation ou une protection intégrale. Une seule main suffit pour faire pivoter les ailes vers le bas dans un mouvement silencieux, amorti et **assisté**, celles-ci ne nécessitant que peu de place sur le côté du lit (image 5). Les systèmes de protection sont ergonomiques et agréables au toucher. Les éléments côté

tête du Protega se déplacent lors du réglage du relevage, offrant également une protection optimale en position assise (image 6).

La conception plane permet une **protection anti-pincement** intégrale ainsi qu'un nettoyage aisé et efficace. Si le patient essaie de se lever ou de marcher pour la première fois, la solide **main courante** peut servir d'appui et stimuler la mobilisation.



Flexibilité
maximale pour
le personnel
soignant avec
EasyCare



Commande intuitive selon les souhaits

L'Evario propose **2 types de commande** : une **télécommande LCD** (image 1 et 2) et un **panneau de commande intégré** de manière fixe au système de protection Protega (image 3 et 4). Les deux systèmes sont clairs et intuitifs si bien que le personnel soignant peut passer d'un appareil à un autre en toute facilité. Cela permet une utilisation flexible de l'Evario dans de nombreux secteurs hospitaliers.

La télécommande ainsi que le panneau de commande disposent de différents niveaux d'utilisation pour le personnel soignant et le personnel technique. Ils se composent d'un écran clair, de grosses flèches permettant de choisir les différentes fonctions et de pictogrammes

faciles à comprendre. Il est possible de les utiliser d'une seule main. Ces deux dispositifs sont robustes et faciles à nettoyer.

Le personnel soignant peut, en option, verrouiller les fonctions électriques et accéder aux fonctions d'urgence à l'aide d'un boîtier de blocage situé dans le porte-literie. En option, le porte-literie peut également recevoir un boîtier de commande permettant tous les réglages du lit.

La **télécommande LCD** au design fin et élégant séduit par son **écran rétro-éclairé** et seulement **3 touches** (image 5). Les patients peuvent sélectionner

et utiliser l'option de réglage souhaitée, avec rapidité et simplicité. Les fonctions verrouillées par le personnel soignant ne sont pas visibles pour le patient. Cette commande intuitive est également adaptée aux personnes aux capacités réduites. Pendant le réglage de la hauteur, l'Evario s'arrête automatiquement à la hauteur ergonomique et favorable de 40 cm afin de permettre au patient de monter ou de descendre du lit en toute facilité.

Afin d'éviter tout réglage involontaire du lit, la télécommande LCD comporte des **niveaux de commande séparés** pour les patients, le personnel soignant et le personnel technique. Le personnel soignant

peut verrouiller certaines possibilités de réglage pour le patient, tout en pouvant utiliser lui-même toutes les options du lit avec la fonction **EasyCare**. Pour les techniciens, le 3ème niveau propose des réglages utiles pour la maintenance et l'analyse des erreurs.

Afin de changer de niveau, le personnel maintient la télécommande devant un aimant de déverrouillage dans le système de protection (image 6). Si la télécommande n'est pas requise, il suffit de la ranger sur le côté du lit dans un support, ce qui la protège contre tout endommagement (image 7).



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Panneau de commande intégré dans le système de protection

Si l'Evario est équipé du système de protection Protega, le lit peut être commandé en option via le panneau de commande novateur. Ces modules **plats et élégants** sont intégrés dans les systèmes de protection des deux côtés du lit. La face orientée vers l'intérieur présente une **surface de commande à l'agencement simple pour les patients** (image 1) tandis que la face orientée vers l'extérieur affiche des **options avancées pour le personnel soignant** ou les techniciens (image 2). La commande de lit offre aux patients une sélection intuitive de **4 possibilités de réglage** : la hauteur de réglage

du lit, le fonctionnement du relève-buste et du relève-cuisses ainsi que le passage de la position allongée à une position assise confortable. Il est ainsi plus facile pour le patient de lire, de manger et de se lever, ce qui favorise la guérison.

La face extérieure du module est pourvue d'un **large écran** et permet, comme la télécommande LCD, de choisir entre les niveaux de commande séparés pour le personnel soignant et le personnel technique. Outre le réglage normal, il est possible ici de sélectionner les positions indiquées d'un point de vue médical, comme

par exemple la position de déclive (Trendelenburg). En cas d'urgence, le personnel soignant peut également déclencher la **position CPR** en toute rapidité en appuyant sur un bouton. Comme avec la télécommande LCD, la fonction **EasyCare** permet également au personnel soignant d'utiliser toutes les possibilités de réglage, ainsi que les options verrouillées pour le patient.

Les 3 positions pré-réglées pour le relève-buste sont pratiques pour le personnel soignant et viennent soulager leur travail, celles-ci étant souvent requises

dans le quotidien hospitalier. Il est possible de les sélectionner sur l'Evario par une simple pression sur un bouton du module à proximité du patient. Si le relève-buste est relevé à 15°, le patient se trouve dans une agréable position de repos (image 3). Une position à 30° vient soulager les poumons et faciliter la respiration (image 4). Un angle à 45° permet au patient de prendre ses repas et de discuter à hauteur d'yeux avec davantage de confort (image 5). Il est possible à l'aide de l'écran et des flèches de régler rapidement une **position siège cardiaque** (image 6).



**Lit hospitalier
connecté
et intelligent**



Systèmes numériques d'assistance

« e-help » désigne les systèmes numériques d'assistance développés par Stiegemeyer. Le lit hospitalier informe le personnel médical de tout changement important à l'aide de capteurs. Les patients sont ainsi mieux protégés et le personnel est soulagé.

Le **système Out-of-Bed** disponible en option représente un élément important. Ce système détecte lors-

qu'un patient, qui risque de chuter, quitte le lit, ceci à l'aide d'un capteur de charge placé dans le relèvement de l'Evario. Ce capteur est relié à l'installation d'appel interne et le personnel soignant est informé si le patient ne retourne pas dans son lit après un intervalle de temps défini au préalable. Les délais possibles sont de 15 secondes, 30 secondes, 2 minutes ou 15 minutes. En outre, le système Out-of-Bed peut

activer un **éclairage sous le lit**. Celui-ci projette une lumière agréable au sol et facilite l'orientation du patient dans l'obscurité (image grand format).

Lorsque l'Evario est équipé d'une **alarme sonore de frein**, un signal sonore prévient que le frein n'est pas serré alors que la prise est branchée. Cela permet d'éviter toute chute du patient lorsque ce dernier



quitte un lit non immobilisé. Cela permet également d'éviter tout endommagement des prises et des câbles secteur, le signal rappelant à l'utilisateur de débrancher la fiche avant de déplacer le lit (illustration à droite).



Optimisé pour
la désinfection
automatisée

Avec une hygiène sûre contre les agents pathogènes multirésistants

Les agents pathogènes multirésistants représentent un véritable défi dans chaque hôpital. La prévention des infections devient encore plus exigeante en raison de séjours plus courts et d'un changement rapide entre les patients. Il est essentiel d'avoir une **hygiène fiable** des lits pour lutter contre ce danger. L'Evario **se nettoie et se désinfecte de manière approfondie en toute facilité** – qu'il s'agisse d'un nettoyage manuel ou mécanique, ce dernier étant disponible en option.

Stiegmeyer dispose de plus de 40 ans d'expérience dans la construction de lits adaptés au nettoyage automatisé. Cette expertise se reflète dans la conception de l'Evario : le lit présente de **grandes surfaces planes et sans recoins** de façon à ce que la poussière ne passe pas inaperçue. Le panneau de tête et de pied de lit Intercontinental (image 1) ainsi que le modèle Stelo (image 2) renforcent ces propriétés exceptionnelles en termes d'hygiène.

Les éléments amovibles ainsi que les formes arrondies facilitent le nettoyage manuel et **soulagent le travail du personnel** (image 3). L'hôpital économise ainsi du temps et de l'argent.

En standard, l'Evario dispose d'un indice de protection **IPX6** qui permet d'optimiser les procédures de désinfection manuelle. Stiegmeyer a défini l'indice de protection spécial **IPX6W** (washable/lavable) qui garantit une résistance totale à l'humidité pour les

procédures de désinfection automatisées. Grâce à la désinfection automatisée, les exploitants peuvent compter sur un atout de taille dans la lutte contre les agents pathogènes dangereux. Une **position de lavage** optimale est déjà prédéfinie sur la télécommande et le panneau de commande (image 4). L'Evario convient également aux installations de lavage avec le système de protection en plastique Protega, ce qui lui donne un avantage déterminant par rapport aux modèles comparables (image 5).





Soulagement du personnel soignant au quotidien

Le personnel soignant est souvent exposé à des contraintes physiques et psychologiques élevées lors de son travail quotidien. Grâce à sa maniabilité et à sa praticité, l'Evario garantit un travail détendu et facilité dans de nombreuses situations. La **large plage de réglage de la hauteur** allant de 32 à 91 cm est particulièrement utile. Même les soignants de grande taille peuvent travailler à hauteur des hanches pour préserver leur dos (image 1). Il est possible, sur demande, de livrer le lit avec une tête de lit fixe, celle-ci ne se déplaçant pas pendant le réglage de la hauteur.

Cela permet d'éviter tout éventuel endommagement de l'aménagement de la chambre.

La **rallonge de lit intégrée de 28 cm** se démarque grâce à la simplicité de son utilisation. Il est possible de la déployer aisément sans que le personnel soignant n'ait à forcer (image 3).

Le déplacement du lit est un véritable défi dans les chambres étroites et les couloirs. La **5ème roulette** disponible en option révèle tous ses avantages. Elle



Avantages pour le personnel soignant


- Travail préservant le dos grâce à la grande plage de réglage de la hauteur jusqu'à 91 cm
- Possibilité de manœuvrer le lit sans effort
- Positions de traitement préréglées sur le panneau de commande intégré

permet au personnel soignant de manœuvrer le lit en toute facilité, tout en protégeant ce dernier ainsi que l'aménagement de la pièce contre les éventuelles collisions (image 2). Les panneaux de tête et de pied de lit très solides sont faciles à saisir et garantissent une bonne manœuvrabilité des lits. Un verrouillage facile à activer permet d'empêcher tout retrait involontaire des panneaux.

Les nouveaux détails pratiques de l'Evario s'ajoutent pour former un tout exceptionnel. En situation



d'urgence, il est possible de régler manuellement la **position CPR** instantanément à l'aide d'un levier sur le relève-buste (image 4). Les éléments de commande rétroéclairés assurent la sécurité, même dans l'obscurité (image 5). Et les positions de traitement préréglées facilitent considérablement le travail. Le personnel soignant a ainsi plus de temps pour discuter avec le patient.



Beaucoup d'espace
pour les patients de
grande taille **grâce
aux dimensions
spéciales**

Confort et sécurité pour les patients

Depuis de nombreuses années, les patients sont en moyenne plus grands et plus lourds. Avec l'Evario, les hôpitaux y sont parfaitement préparés : le sommier a une **longueur optionnelle de 210 cm** qu'il est possible de rallonger pour atteindre 228 cm. La **largeur 100 cm** est disponible sur demande en combinaison avec la longueur 200 cm (image 2). La charge de travail sûre élevée de 260 kg convient aux patients les plus lourds. Quelle que soit la situation,

l'Evario offre suffisamment d'espace et de confort. Le **relève-buste à translation** y contribue également, celui-ci empêchant les forces de cisaillement désagréables lors du réglage. La position la plus basse du lit de seulement 32 cm aide à prévenir les chutes (image 1).

La télécommande LCD mobile, tout comme la commande de lit intégrée de manière fixe, permettent au

patient de régler l'Evario de façon simple et pratique en fonction de ses désirs.

Le système de protection discontinu Protega ainsi que les mains courantes tout autour du lit favorisent la mobilisation du patient : il peut **se lever de façon autonome** et se tenir de tous côtés (image 4). L'évidement en forme de V du Protega ainsi que les barres élancées du système de protection $\frac{3}{4}$ offrent une **vue**

Avantages pour les patients

- Espace généreux grâce à la rallonge de lit et aux dimensions spéciales disponibles en option
- Sécurité et mobilité grâce au système de protection discontinu et à la hauteur basse jusqu'à 32 cm
- Réglage du lit simple et intuitif avec la télécommande LCD ou le panneau de commande

dégagée sur la pièce ou sur la fenêtre, ce qui permet au patient de ne pas se sentir à l'étroit (image 3).

Grâce à son confort maximal et à son beau design l'Evario est un lit d'hôpital dans lequel on se sent bien. Les patients peuvent reprendre courage et se recharger en énergie, ceci accélérant leur guérison.



Avantages pour les hôpitaux

- Un lit pour de nombreuses tâches
- Longue durée de vie grâce à la qualité testée
- Maintenance aisée
- Livraison des pièces de rechange pendant 15 ans
- Excellentes caractéristiques en termes d'hygiène

Avantages économiques grâce à la qualité élevée

L'Evario est un investissement rentable : l'hôpital acquiert un lit exceptionnel à un très bon rapport qualité/prix permettant d'économiser des frais à long terme. Tous les composants ont fait l'objet de tests intensifs **allant bien au-delà de la norme** afin de garantir une longue durée de vie du lit. Grâce à son design intelligent, l'Evario prévient de nombreux dégâts potentiels.

Le panneau de commande intégré est extrêmement résistant aux chocs si bien qu'il ne peut pas tomber ni être arraché. Si toutefois une réparation s'avère nécessaire, le module se retire facilement sans avoir à

démonter le système de protection. Une offre variée de galets et de cônes déflecteurs protège le lit et les murs contre les chocs (image 2). Stiegmeyer garantit la livraison des **pièces de rechange** pendant 15 ans après l'achat du lit, ceci pour l'ensemble des composants. L'Evario est « **Made in Germany** ».

La maintenance du lit est particulièrement aisée. Un **cheminement intelligent des câbles** prévient tout dommage. Le niveau de commande pour le personnel technique sur la télécommande LCD ainsi que sur le panneau de commande offre des réglages utiles

pour la maintenance, **l'analyse des erreurs** et les fonctions de réinitialisation (image 3). La commande du lit est facilement accessible sous le relève-buste. Pour un usage sans le courant du secteur, il y a le choix entre une batterie au plomb ou la puissante batterie au lithium-ion. Cette dernière permet un plus grand nombre de cycles d'ajustement et doit être remplacée moins souvent. En cas de remplacement, les deux batteries sont accessibles très facilement.

Le **panneau de tête fixe** disponible en option ne se déplace pas pendant le réglage de la hauteur afin d'éviter toute collision avec l'aménagement de la pièce

(image 4). Les panneaux et systèmes de protection **se combinent librement**. Il est possible par exemple d'associer le panneau Stelo au style classique au nouveau système de protection Protega (image 1). Les hôpitaux peuvent ainsi augmenter la qualité de séjour des chambres des patients avec une esthétique personnalisée. Grâce à son système modulaire, l'Evario s'adapte à toutes les exigences, même les plus spécifiques. Il permet de réduire le budget et de rendre le quotidien des personnes hospitalisées plus facile et plus agréable.



Le groupe Stiegmeyer

Le groupe Stiegmeyer est synonyme de **produits de soin et d'hôpitaux** de haute qualité qui ont été conçus pour les exigences complexes du quotidien médical. Il comprend les domaines Clinic, Care, Homecare ainsi que le secteur des services Assist. L'entreprise fabrique actuellement environ **125 000 lits** par an et emploie quelques **1 000 employés**. Le siège principal se situe à **Herford**, les autres sites de production se trouvent à **Nordhausen** en Thuringe ainsi qu'à **Stolno** et **Kepno** en Pologne. L'histoire florissante de l'entreprise familiale de taille intermédiaire a débuté il y a 117 ans.



Allemagne
Herford, Nordhausen



Pays-Bas
Elst



Belgique
Hoegaarden



France
Dardilly



Finlande
Lahti



Pologne
Stolno, Kepno



Afrique du sud
Kapstadt

Le groupe Stiegmeyer est très actif dans le monde entier malgré ses fortes racines dans sa patrie. L'**exportation** constitue un pilier important et doit continuer à être consolidée à l'avenir. **Les sociétés de distribution** travaillent en France, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Finlande et en Afrique du Sud. Les produits Stiegmeyer sont exportés dans **plus de 60 pays**.

Stiegmeyer mise sur une technique de production ultra-moderne et veille en même temps à la **protection de l'environnement**.

Le Service de Stiegmeyer

Nos lits de grande qualité s'accompagnent d'un **service** de premier ordre. Les prestations comprennent les activités-clés que sont **le contrôle, la remise en état, la formation et le conseil**. Nous suivons ici complètement les souhaits et les exigences de votre société. Plus de 50 collaborateurs du service technique se chargent sur site chez les clients des contrôles et des remises en état. Notre service fournit des pièces de rechange pour tous les produits Stiegmeyer, même lorsque le modèle correspondant est épuisé, et ce pendant au moins **15 ans**. Dans nos centres de service ultramodernes avec 3 000 mètres carrés de surface de stockage, près de 7 500 articles en moyenne peuvent être expédiés dans toute l'Allemagne dans un délai de 48 heures en règle générale.



Contact :
Téléphone : +49 5221 185 777
E-mail : service@stiegmeyer.com

Dimensions et plages de réglage



Largeur du lit

- Evario : dimensions extérieures 99,7 x 219 cm / sommier (dimensions du matelas) 87 x 200 cm
- Evario 210 cm : dimensions extérieures 99,7 x 227 cm / sommier (dimensions du matelas) 87 x 210 cm
- Evario 100 cm : dimensions extérieures 109,7 x 219 cm / sommier (dimensions du matelas) 97 x 200 cm



Hauteurs sommier

- Plage de réglage de la hauteur env. 35 – 91 cm
- Plage de réglage de la hauteur avec roulettes Linea Ø 150mm env. 32 – 88 cm
- Plage de réglage avec les panneaux de tête fixes env. 35 – 85 cm

Plages de réglage



Position la plus basse du sommier : 32 cm



Position la plus haute du sommier : 91 cm



Relève-buste réglable jusqu'à env. 70°



Position de proclive possible jusqu'à 15°



Position décline réalisable jusqu'à 14° (position choc)



Auto contour



Position des jambes



Position Cardiac Chair



Position orthopédique (lit à paliers)

Panneaux de tête et de pied



Design Stelo

- avec profilés robustes en acier inox
- panneaux de tête et de pied entièrement extractibles
- sécurisé contre une extraction accidentelle
- décors selon la collection Resopal de Stiegmeyer



Design Intercontinental

- en plastique PE
- panneaux de tête et de pied entièrement extractibles
- particulièrement facile à nettoyer
- sécurisé contre une extraction accidentelle



Panneau de tête fixe

- panneau de tête fixé au châssis et totalement extractible
- reste en position pendant le réglage de la hauteur du sommier
- protection contre les collisions avec l'aménagement de la pièce
- sécurisé contre une extraction accidentelle

Systèmes de protection



Système de protection ¾

- hauteur de protection env. 39 cm au-dessus du sommier
- abaissement par déclenchement à une main
- commande aisée et silencieuse
- vue dégagée pour le patient



Système de protection Protega

- hauteur de protection env. 41 cm au-dessus du sommier
- système de protection discontinu en plastique ultra-résistant
- commande assistée avec mouvement amorti pour une utilisation en toute facilité
- protection anti-pincement intégrale

Sommiers



Sommier hygiénique

- en polypropylène
- éléments extractibles séparément
- design moderne
- en option avec des évidements pour les systèmes de sangle






Sommier




- en HPL
- éléments extractibles séparément, en option sécurisés contre le retrait
- avec des évidements pour les systèmes de sangle
- optimal pour la préparation mécanique

Grille en acier



Roulettes

	Roulette intégrale <ul style="list-style-type: none">diamètre 150 mmplage de réglage de la hauteur env. 35 – 91 cmgarde au sol du châssis env. 17 cm
	Double roulette <ul style="list-style-type: none">diamètre 150 mmplage de réglage de la hauteur env. 35 – 91 cmgarde au sol du châssis env. 17 cm
	Roulette double Linea <ul style="list-style-type: none">diamètre 150 mmplage de réglage de la hauteur env. 32 – 88 cmgarde au sol du châssis env. 13,5 cm







Pédales de frein

	Barre moulée par compression, chromée <ul style="list-style-type: none">appuyer avec le pied pour freinersoulever la barre par le bas avec le pied pour desserrer le freinmoulage par compression pour une apparence élégante
	Lever moulé par compression, chromé avec identification de couleur <ul style="list-style-type: none">surface d'appui avec identification de couleurcommande rapide et intuitivemoulage par compression pour une apparence élégante
	Lever en plastique avec identification de couleur <ul style="list-style-type: none">surface d'appui avec identification de couleurcommande rapide et intuitive




Galets déflecteurs

	Standard <ul style="list-style-type: none">diamètre 100 mmmatière massive très résistanteextérieur polyamide (PA6)inclut un cône déflecteur
	Universel <ul style="list-style-type: none">diamètre 100 mmà action horizontale et verticalematière : polyamide (PA6)inclut un cône déflecteur



Éléments de commande

	Panneau de commande intégré <ul style="list-style-type: none">intégré des deux côtés du lit dans le système de protection Protegaoptions de réglage pratiques pour les patients (face intérieure) ainsi que pour le personnel soignant et le personnel techniquepositions de lit pré-régléesdéclenchement rapide de la fonction CPR
	Télécommande LCD <ul style="list-style-type: none">niveaux de commande séparés pour les patients, le personnel soignant et le personnel techniquenombreuses possibilités de réglage et de verrouillage en mode normal et dans des situations d'urgence en usage soignantanalyse des erreurs et fonction de réinitialisation avec le niveau dédié aux techniciens
	Boîtier de blocage <ul style="list-style-type: none">fixe dans le porte-literiepour le verrouillage des groupes de fonctionréglage d'une position de déclive ou CPRindicateur de niveau de charge de la batterie
	Module de commande <ul style="list-style-type: none">verrouillage et commande des différentes fonctionsréglages d'urgencefonctions de mémoireindicateur de niveau de charge de la batterie
	Satellite de commande <ul style="list-style-type: none">fixation simple sur le relève-bustele bras flexible permet au patient un réglage individuelgrands pictogrammes et bonne accessibilité
	Commande-pédale <ul style="list-style-type: none">réglage de la hauteur du lit en toute facilité avec le pied

E-help - systèmes numériques d'assistance

	Système Out-of-Bed <ul style="list-style-type: none">4 temps de réaction au choix pour le signalpossibilité d'activation automatique de l'éclairage sous le litcommande et activation via télécommande séparéeraccordement au système d'appels malades existant via interfaces ouvertes (voir notice d'utilisation)
	Éclairage sous le lit <ul style="list-style-type: none">activation possible via la télécommande LCD ou le panneau de commandelumière discrète et non éblouissante permettant de s'orienter dans l'obscurité
	Signal de freinage <ul style="list-style-type: none">le signal sonore retentit quand la prise secteur n'est pas retirée et que le frein est desserréprotection contre les dommages et le départ en roue libre involontaire du lit

Autres équipements

	Rail normalisé <ul style="list-style-type: none">permet un positionnement peu encombrant d'appareils supplémentaires sur les côtés du litprofilé de 10 x 25 mm
	Rail universel <ul style="list-style-type: none">offre beaucoup d'espace pour suspendre les accessoires, par ex. les flacons de redon

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids	Evario	Evario 210 cm	Evario 100 cm
Dimensions extérieures	99,7 x 219 cm	99,7 x 227 cm	109,7 x 219 cm
Dimensions extérieures (panneau de tête fixe)	99,7 x 227 cm	99,7 x 236 cm	–
Sommier (dimensions du matelas)	87 x 200 cm	87 x 210 cm	97 x 200 cm
Rallonge du lit	28 cm	18 cm	28 cm
Répartition du sommier	83 – 15 – 33 – 53 cm	83 – 15 – 33 – 61 cm	83 – 15 – 33 – 53 cm
Compensation de la translation du relève-buste	env. 10 cm	env. 10 cm	env. 10 cm
Charge de travail sûre	260 kg	260 kg	260 kg
Poids maximal du patient	env. 220 – 230 kg	env. 220 – 230 kg	env. 220 – 230 kg
Garde au sol du châssis	env. 17 cm	env. 17 cm	env. 17 cm
Garde au sol du châssis (avec roulettes Linea Ø 150 mm)	env. 13,5 cm	env. 13,5 cm	env. 13,5 cm
Poids total	env. 160 kg	env. 160 kg	env. 165 kg
Hauteur de protection des systèmes de protection Protega	env. 41 cm	env. 41 cm	env. 41 cm
Hauteur de protection des systèmes de protection ¾	env. 39 cm	env. 39 cm	env. 39 cm
Plages de réglage			
Pivotement position de déclive	14°	14°	14°
Pivotement position de déclive (panneau de tête fixe)	12°	12°	–
Pivotement position de proclive	15°	15°	15°
Hauteur du sommier	env. 35 – 91 cm	env. 35 – 91 cm	env. 35 – 91 cm
Hauteur du sommier avec panneau de tête fixe	env. 35 – 85 cm	env. 35 – 85 cm	–
Hauteur du sommier avec roulettes Linea Ø 150 mm	env. 32 – 88 cm	env. 32 – 88 cm	env. 32 – 88 cm
Hauteur du sommier avec roulettes doubles Linea Ø 150 mm et panneau de tête fixe	env. 32 – 82 cm	env. 32 – 82 cm	–
Angle relève-buste	70°	70°	70°
Angle relève-cuisses	40°	40°	40°
Angle position jambes hautes allongées	16°	16°	16°

Décors

Snow White 9417-60	Azur 0744-60	Global Beech* 4306-60	Noce Lyon* 4232-60
Silver Grey 0160-60	Ottawa Maple* 4209-60	Noce Praliné* 4452-60	Baltic Sea D475-60
Gold 0446-60	Eternal Cherry* 4325-60	Valley Oak* 4166-60	Storm 10542-60

*Non disponibles pour les finitions Intercontinental et la barrières Protega

Équipements et options

		Evario	Evario 210 cm	Evario 100 cm
Largeur extérieure du lit	99,7 cm, matelas 87 cm (standard)	●	●	–
	109,7 cm, matelas 97 cm	–	–	●
Longueur extérieure du lit	219 cm (standard) ¹⁾	●	–	●
	227 cm ¹⁾	–	●	–
Systèmes de protection	¾ avec commande à une main	●	●	●
	Protega	○	○	○
Design panneaux de tête et de pied	Intercontinental	●	●	–
	Stelo	○	○	●
Couleur de base	Blanc cristal NCS S0500N	●	●	●
Décontamination, degré de protection	Préparation manuelle, IPX6	●	●	●
	Préparation mécanique, IPX6W	○	○	–
Sommiers	Grille en acier amovible	○	○	–
	Sommier hygiénique PP	●	●	●
	Sommier hygiénique PP pour système de sangle	○	○	○
	Sommier matière synthétique massive (HPL) pour système de sangle	○	○	–
Galets déflecteurs	4 standard en plastique, sur le pourtour	●	●	●
	4 standard souples, sur le pourtour	○	○	○
	4 universels, sur le pourtour	○	○	○
	2 universels à la tête, 2 standard souples au pied	○	○	○
Cône déflecteur	à la tête et au pied	●	●	●
Roulettes	Roulette intégrale Ø 150 mm	●	●	●
	Roulette double Ø 150 mm	○	○	○
	Roulette double Linea Ø 150 mm	○	○	○
Garniture des roulettes, conductrice	1 roulette	●	●	●
	2 roulettes	○	○	○
	4 roulettes	○	○	○
	5 roulettes	○	○	○
Pédale de frein	2 x plastique avec identification de couleur	●	●	●
	4 x plastique avec identification de couleur	○	○	○
	Barre moulée par compression, chromée	○	○	○
	Levier moulé par compression, chromé avec identification de couleur	○	○	○
Position de la roulette directionnelle	côté tête à droite	●	●	●
	côté tête à gauche	○	○	○
	côté pied à droite	○	○	○
	côté à gauche	○	○	○
Éléments de commande	Milieu du lit (5ème roulette)	○	○	○
	Télécommande LCD	●	●	●
	Panneau de commande intégré (sur Protega uniquement)	○	○	○
	Boîtier de blocage dans le porte-literie	○	○	○
Système Out-of-Bed	Module de commande dans le porte-literie	○	○	○
	oui	○	○	○
Autres équipements	oui, y compris éclairage sous le lit	○	○	○
	Rails normalisés sur les côtés longitudinaux	○	○	○
	Rails universels sur les côtés longitudinaux	○	○	○
	5ème roulette	○	○	○
	Panneau de tête fixe	○	○	–
	Rallonge du lit intégrée	●	●	●
Logement pour potence	Porte-literie intégré	●	●	●
	tube ovale	●	●	●
	tube rond	○	○	○
Équipement électronique	Commande-pédale	○	○	○
	Signal de freinage	○	○	○
	Éclairage sous le lit	○	○	○
	Satellite de commande	○	○	○
Batterie	Batterie plomb-gel	○	○	○
	Batterie lithium-ion	○	○	○

¹⁾ Des différences peuvent apparaître en version panneau de tête fixe

● = standard ○ = en option – = non disponible

Votre lit – notre passion

Your bed – our passion

Finland / Suomi

Stiegmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
E-Mail stiegmeyer@stiegmeyer.fi
finland.stiegmeyer.com

Netherlands / Nederland

Stiegmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
E-Mail info@stiegmeyer.nl
netherlands.stiegmeyer.com

Poland / Polska

Stiegmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno, Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
E-Mail info.stolno@stiegmeyer.pl
poland.stiegmeyer.com

France

Stiegmeyer SAS
Bâtiment B
27 chemin des Peupliers
69572 Dardilly
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
E-Mail contact@stiegmeyer.fr
france.stiegmeyer.com

South Africa

Stiegmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries, Century City, Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
E-Mail info.southafrica@stiegmeyer.com
south-africa.stiegmeyer.com

Stiegmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42, 32051 Herford, Germany
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
E-Mail info@stiegmeyer.com
www.stiegmeyer.com



Retrouvez votre partenaire local sur notre site web :
Find your local partner at our website:
stiegmeyer.com/partner

Sous réserve de modifications techniques. Les couleurs imprimées ici peuvent légèrement dévier de l'original. Edition 03/2018 Version 5. Numéro d'article 600820.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 03/2018. Version 5. Item no. 600820.